

Seagull Personvægt SHB1310

Brugervejledning

Angående bortskaffelse af batterier:

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



Specifikationer

- Vægten har et høj præcisions sensor system.
- Kapacitet: 200kg
- 6 mm hærdet glas
- Minimumsvejning: 8 kg
- Inddeling: 100g
- Automatisk nulstilling
- Automatisk slukning
- Indikator for lavt batteri
- Indikator for vægt over 200 kg

Strømforsyning

Batteri: 4 x 1,5 AA batterier, som ikke medfølger

Såfremt displayet viser "Lo", åbnes batteridækslet og batterierne udskiftes med nye.

Anvendelse

Sæt vægten på et hårdt og plant underlag. Hvis vægten skal stå på et blødt underlag, skal de ekstra fødder monteres.

Stå op på vægten og stå roligt, indtil vægten vises i displayet.



Automatisk sluk

Når du træder med af vægten, vil den automatisk slukke, hvis den ikke bruges i ca 8 sekunder.

Over-load-indikator

Hvis personen vejer mere end vægtens kapacitet (over 200 kg), vil Err fremkomme på skærmen.

Råd til brug og pleje

- Placering af din vægt på et hårdt og plant underlag sikrer den største præcision i vejningen
- Du bør altid veje dig på den samme vægt på det samme underlag for at få sammenlignelige resultater.
- Ujævne underlag (f.eks. fuger i fliserne) kan medføre svingende resultater
- Vej dig uden tøj og fodtøj, før måltider og altid på samme tid af dagen. Hver morgen er det bedste tidspunkt.
- Din vægt runder op eller ned til nærmeste 100 g, hvis du vejer dig selv to gange og får to forskellige resultater, ligger din vægt mellem de to.
- Rens din vægt med en fugtig klud, men lad ikke vandet trænge ind i vægten. Du bør ikke anvende kemiske rengøringsmidler.
- Lad ikke dit vægt til at blive oversvømmet af vand, da dette kan beskadige elektronikken.
- Vægten bør ikke opbevares i lodret position, da det kan dræne batterierne.
- Fjern batterierne, hvis vægten ikke bliver brugt i lang tid.
- Behandl vægten med varsomhed, det er et præcist instrument. Undgå at tabe den, eller at hoppe på den.
- Personvægten er ikke beregnet til klinikbrug