

Stemmegaffel - Hartmann og Rydel Seiffer

Gældende for varenumre: 10052, 10178, 10180, 10181, 10214, 10220

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: En stemmegaffel bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsløst anvendelse af instrumentet: Anvendes i forbindelse med auditive- og neurologiske undersøgelser.

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrumentet. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af stemmegaffer: Rydel Seiffer stemmegaffen er særligt velegnet til, at anvendes af neurologer til at detektere en begyndende forringelse af nervesystemet gennem et fald i vibrationsopfattelsen. Hartmann stemmegaffen er specielt velegnet til at anvendes af ørelæger til at danne sig et skøn over hørenedsættelsens art og grad.

Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring: Når det bruges og opbevares korrekt, vil dette produkt holde i mange år.

Garanti: Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: Ingen specielle krav.

Rengøring: Tør stemmegaffen af med en fugtig klud eller et overfladerensmiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

Desinfektion: Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Desinfektion er det første trin, der skal udføres ved rengøring af forurenede

genstande og materialer. Målet her er at reducere antallet af mikroorganismer og lette den efterfølgende rengøringsproces. Det er meget vigtigt at forhindre urenheder i at tørre på instrumentet / materialet. Desinficeringsprocessen tjener også til at beskytte personalet, mens det håndterer instrumenterne, såvel som det omgivende miljø. Denne valgte desinficeringsproces skal om muligt udføres direkte på det sted, hvor instrumenterne blev brugt, og så hurtigt som muligt efter brug.

Sterilisering: Kan steriliseres.

Vedligeholdelse: Produktet behøver ikke jævnlig vedligeholdelse. Fjern og udskift altid beskadigede dele.

Inspektions- og funktionstest: Undersøg visuelt for skader og slid. Før brug skal du sikre dig, at produktet er i orden.

Emballage: Stemmegaflerne er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

Opbevaring: Opbevares i et rent, tørt lokale med jævn temperatur. Produktet beskyttes skal beskyttes mod direkte sollys.

Bortskaffelse: Bortskaf altid efter lokale bestemmelser.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse