

Skalpel blade

Gældende for varenumre: 10117-10, 10117-11, 10117-12, 10117-15, 10117-23, 10117-24, 10117-25, 22400, 22401, 22403, 22408, 22409.

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Disse skalpelblade skal bruges sammen med et skalpel håndtag, og bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsligtet anvendelse af instrumentet: Kirurgisk instrument, der sættes på et skalpel håndtag for at lave incision/snit med, og til at foretage skarp dissektion.

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsligtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af skalpel blad: Skalpel bladet betjenes sammen med et skalpel håndtag til incisioner/snit i huden og til præcisionssnit. Formen på de forskellige blade anvendes til forskellige incisioner.

Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring: Skalpel bladene er pakket sterilt. Skalpel bladene er KUN TIL ENGANGSBRUG. Lavet i rustfrit stål.

Garanti: Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys. Bør opbevares i deres sterile emballage, samt i æsken ved ikke anvendelse.

Rengøring: ingen

Desinfektion: ingen

Sterilisering: ingen

Vedligeholdelse: ingen

Inspektions- og funktionstest: Undersøg visuelt for skader på bladet inden brug

Emballage: Pakket enkeltvis i steril pose, og i æske

Opbevaring: Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys

Bortskaffelse: Dette produkt kan bortskaffes som skarpt affald eller i kanylebeholder

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse